


# Monnal T50

Естественное дыхание




# Предоставление услуг докторам

Monnal T50 – интуитивно понятный и удобный в эксплуатации аппарат ИВЛ, значительно упрощающий работу медицинского персонала на любом этапе лечения. За счёт своих характеристик и многофункциональности он идеально подходит для адаптации в любой клинической ситуации.



Проверяй  
Проверяй  
Проверяй  
**Проверяй**

Мониторируй  
Мониторируй  
**Мониторируй**



Решай  
Решай  
Решай  
**Решай**



Уникальное решение подачи информации для проверки, мониторинга и принятия решений с первого раза.



## Optimal Breathing System

Триггеры гарантируют оптимальную синхронизацию аппарата с пациентом любого возраста и состояния. Monnal T50 сохраняет заданную чувствительность при любых уровнях утечки за счёт самонастраивающейся системы.




## Easy Valve

Клапан выдоха интегрирован в аппарат для большей защищённости. Чтобы перейти с двухрукавного контура на одорукавный, достаточно нажать на кнопку извлечения экспираторного клапана.




# Monnal T50



С помощью курсора функции **стоп-кадр** можно напрямую проверить синхронизацию пациента с аппаратом ИВЛ.

Пороговые значения сигналов тревоги легко обнаруживаются во время ИВЛ. Сенсорный экран обеспечивает прямой доступ к параметрам наравне с общим видом.



При настройке любого параметра всплывает окно подсказки, отображающее автоматически посчитанные значения всех связанных величин. Полезная опция для лечения со строгим подходом к мониторингу.

## Monnal T75 и T50: общее начало



### Natural Interface

Привыкание медицинского персонала к различным рабочим средам проходит легче за счёт общей эргономики линейки аппаратов ИВЛ Monnal.



Пневмология



Реанимация

# Поддержка пациентов в повседневной жизни

За счёт своих характеристик и успокаивающего пользовательского интерфейса Monnal T50 идеально подходит для выписанных пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких на дому.



## Простая и обнадёживающая среда

Для использования в домашних условиях для пациентов и членов их семей была разработана успокаивающая рабочая среда. Вне её рамок остаётся любая ненужная и стрессовая информация.

## Мобильность, Monnal-стиль

Встроенная батарея обеспечивает 6 часов автономной работы. При подключении внешней батареи Monnal T50 может непрерывно работать до 18 часов. Его можно брать всюду: удобный рюкзак для переноски обеспечивает свободу действий и защищает аппарат от вредного воздействия.




## Ежедневная поддержка



### Monnal High Quality

Monnal T50 снабжён функцией **Boost**, которая **увеличивает** заданные давление или объём вдоха в контролируемом режиме.



Для пациентов с нервно-мышечным заболеванием и трахеостомой функция **Boost** каждый день обеспечивает:

- увеличенный объём воздуха, что позволяет пациенту **говорить**,
- увеличенный дыхательный объём **для откашливания**,
- дополнительный воздух помогает пациентам, когда требуется большее усилие.

# Универсальная ИВЛ

Monnal T50 – аппарат ИВЛ, предназначенный для работы в любой ситуации, хронической или острой, с отдельными стандартами функционирования в рамках больницы и дома.

- ИВЛ с клапаном
- Режимы по объему и давлению
- VT Целевой
- Функция Boost
- Кислородный вход



- Взрослые и дети
- NIV и трахеостомия
- Одно- и двухрукавные контуры



## Контакты

Представительство

“Эр Ликид Медикал Системс” в России

109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 17

Тел.: +7 495 641 28 98

Факс: +7 495 641 28 91

E-mail: [alms-ru.info@airliquide.com](mailto:alms-ru.info@airliquide.com)



Подразделение «Здравоохранение» группы «Эр Ликид» обслуживает 6000 больниц и 600000 пациентов по всему миру. Газы, средства гигиены и медицинское оборудование поставляются клиентам в лечебных учреждениях, услуги в рамках стационара на дому - пациентам в городах.

«Эр Ликид» - мировой лидер в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды..